

Утверждаю
И.о. главного врача
КГП «Камыстинская районная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Исекова А.Г.



«30» сентября 2022г

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание		
1	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Холодильная камера для трупов		
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие		
		1	Холодильная камера для хранения тел в учреждениях судебно-медицинской экспертизы, моргах и патологоанатомических отделениях медицинских учреждений, ритуальных службах, герматрических пансионатах. Модульная панельная конструкция: Установлена на платформе из нержавеющей стали	1 шт.

			высотой, не менее 18 см. Сэндвич-конструкция теплоизолирующих панелей, состоящая их не менее двух листов стали (края листов защищены от окисления) и внутреннего элемента из пенополиуретана со средней плотностью не менее 42-44 кг/м³, заливаемого под большим давлением. Внешние листы, формирующие потолок, пол и стены камеры, оцинкованные, путем погружения в бак с жидким цинком (толщина покрытия – не менее 25 микрон). Лакированы эпоксидной смолой (ингибитор коррозии), вторым слоем нанесен сухой лак белого цвета (слой от 20 до не менее 25 микрон), в завершении покрыт защитной полиэтиленовой пленкой. Внешние листы на фронтальной панели и дверях изготовлены из нержавеющей стали не хуже AISI 304. Система сбора панелей позволяет быстро и легко соединять каждый элемент. Крепления заполняются пеной, что обеспечивает легкость и простоту сборки и разборки элементов. Имеют шпунтовые соединения панелей со скошенной кромкой гарантирующих полную герметичность и высокую прочность всей конструкции. Крепления автоматически центрируются с абсолютной точностью фиксации, исключая антигигиеничные зазоры между панелями. Дверь оснащена водонепроницаемым уплотнением по периметру; стальные элементы конструкции (петли и крепления) изготовлены из антикоррозийных материалов. Возможна установка подставки под идентификационные карточки на двери (опция). В конструкцию замка включена система аварийного открывания изнутри (противопаническое устройство
--	--	--	--

				открывания). Система хранения: Система состоит из основной конструкции (стеллаж) и двух полок для тел. Стеллаж состоит из роликовой конвейерной системы для задвигания и извлечения полок. Полки полностью изготовлены из нержавеющей стали не хуже AISI 304 18/8. Габариты, не более 2160 x 620 мм. Устойчивая сварная конструкция для загрузки, хранения и транспортировки тел. Полозья на обратной стороне (не менее 2 шт.) и эргономичная ручка из нержавеющей стали на каждом конце, устойчивые к воздействию чистящими и дезинфицирующими средствами. Конвейерная система позволяет частично выкатить полку из камеры для промежуточного исследования тела. Пять колесиков на каждой направляющей обеспечивают мягкое движение полок. Система охлаждения: Охлаждающий моноблок, установленный на панели верхнего перекрытия/ Камера содержит все элементы охлаждения: компрессор, конденсатор, коллектор, манометр, распределительный блок, клапан давления и выпускной клапан. Простое программируемое ручное управление. Может работать в условиях тропического климата. Технические характеристики холодильной камеры: Внешние габариты (без холодильной установки), не более 1505 мм (высота) x 2500 мм (глубина) x 880 мм (ширина); внешние габариты (с холодильным моноблоком): не более 1862 мм (высота) x 2500 мм (глубина) x 880 мм (ширина); количество тел: не менее 2; количество дверей: не менее 1;
--	--	--	--	--

			габариты дверного проема, не более: 458 (высота) x 673 (ширина) мм. Технические характеристики панельной системы: Общая толщина панели, не более: 72 мм; Рабочий диапазон: не ниже -5° C / не выше + 10° C; Термическая проводимость: не хуже 0,3 Ккал/м ² ч ⁰ С; Термическая проводимость: не хуже 0,021 Ккал/мч ⁰ С; Технические характеристики системы хранения: Стеллаж: 1 колонна удерживает не менее 2 полки; Включает роликовую конвейерную систему для задвигания и извлечения полок из камеры; Габариты полок для тела: не менее 2150 x 620 мм. Материал: нержавеющая сталь не хуже AISI 304. Технические характеристики системы охлаждения: Номинальное электропитание: не более 0,60 кВт; Хладагент: R404A (не содержит фреон); Напряжение сети: 110 - 230 В +/- 10% ; Частота: 50 Гц/ 60 Гц; Максимальный потребляемый ток: не более 6,10 А; Максимальная поглощаемая мощность: не более 1,10 кВт*; расход воздуха кондиц.: не более 750 м3/ч	
3	Требования к условиям эксплуатации	Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц		
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения		
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Согласно условиям договора		
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской		

	с привлечением третьих компетентных лиц	техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
--	---	--